



bürgi.com

Sicherheit und Kommunikation

N°4 / 2015

**SUCCESS
STORY**

UNI-SPITAL BASEL: 800 GARDEROBEN- SCHRÄNKE MIT SCHLÖS- SERN AUSGERÜSTET

 **Universitätsspital
Basel**

PROJEKTDATEN

- Produkt: Keso 3000
- ca. 11000 Zylinder und über 40'000 Schlüssel geliefert
- Schliessanlage umfasst ganzes Universitätsspital sowie das neue Universitäts-Kinderspital beider Basel

Schliesssystem KESO 3000 für den neuen Operationstrakt

Im Januar 2015 konnte das Unispital Basel die erste Etappe des neuen Operationstrakt Ost in Betrieb nehmen. bürgi.com erweiterte die Schliessanlage, die man vor Jahren für das Spital eingebaut hatte, auf den neuen Trakt. Allein im Garderobebereich musste bürgi.com mehrere hundert Zylinder einbauen.

Der neue Operationstrakt Ost des Universitätsspitals Basel erstreckt sich in den Spitalgarten und beherbergt acht Operationssäle. Sie ersetzen die alten Säle im zweistöckigen Bau an der Spitalstrasse zwischen Klinikum 1 und Klinikum 2. Nötig wurde der neue Trakt wegen erheblichen baulichen und betrieblichen Mängeln der bestehenden Säle im Operationstrakt Ost, der Anfang der 70er Jahre erstellt wurde. Seither wurden keine umfassenden Sanierungen im Gebäude vorgenommen.

Der in die Jahre gekommene bisherige Trakt wird bis in drei Jahren saniert. Dann werden dem Universitätsspital Basel im gesamten Operationstrakt Ost 16 Operationssäle zur Verfügung stehen, drei mehr als bisher; zusammen mit den Sälen im westlichen Trakt werden es total 24 Operationssäle sein.



SCHLIESSTECHNIK

Schliessanlage für den neuen Trakt

bürgi.com wurde damit beauftragt, die Schliessanlage des Uni-Spitals auf den neuen Trakt zu erweitern. Eingesetzt werden die Schliesssysteme der Serie KESO 3000. Schon vor rund zehn Jahren konnte bürgi.com im grössten Spital der Nordwestschweiz eine mechanische Schliessanlage dieses Typs mit über 11'000 Zylindern und mehr als 40'000 Schlüsseln einbauen. Und auch das 2010 eröffnete Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) hat bürgi.com mit KESO 3000 ausgerüstet. Im Anfang Jahr eröffneten Operationstrakt mussten neben den Aussenschliessungen auch die Türen von Büros, Untersuchungszimmern und Technikräumen mit Schlössern ausgerüstet werden.

Platz für persönliche Utensilien

Im Operationsbereich eines Spitals gelten bekanntlich höchste Hygienevorschriften. Strassenkleidung darf in diesen Bereich nicht getragen werden. Wer den OP-Bereich betritt muss sich zuvor umziehen. Um die 800 Leute – unter anderem Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachleute sowie in der Anästhesie tätige Personen – gehen

im neuen Trakt ein und aus. Dementsprechend war in den Garderoben auch eine stattliche Zahl an Kästchen erforderlich, in welchen die Angestellten ihre persönlichen Utensilien einschliessen können. bürgi.com musste somit rund 850 Schliesszylinder in die Garderobenkästchen einbauen.

Betäubungsmittel sicher verwahren

Mit Schliessungen musste bürgi.com auch ein Teil des Mobiliars versehen. Laut Jürg Sidler, im Uni-Spital für die Schlüsselverwaltung zuständig, gehörten dazu neben Rollkorpussen in den Büros auch Apothekerschränke und Möbel, in welchen Betäubungsmittel aufbewahrt werden. «Diese Mittel dürfen keinesfalls in die falschen Hände geraten», so Sidler, «und müssen deshalb sicher verschlossen werden können».



bürgi.com AG

BIRSFELDEN

Waldeckstrasse 100
CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 319 65 00
Fax. +41 61 319 65 10
birsfelden@buergicom.ch
www.buergicom.ch

LIESTAL

Gerberstrasse 5
CH-4410 Liestal
Tel. +41 61 319 65 00
Fax. +41 61 319 65 10
liestal@buergicom.ch
www.buergicom.ch

LAUSANNE

Rue de Léman 11
CH-1020 Renens
Tel. +41 21 311 87 71
Fax. +41 21 311 87 72
lausanne@buergicom.ch
www.buergicom.ch



BÜRGI.COM AG

Waldeckstrasse 100 // CH-4127 Birsfelden // Tel. +41 61 319 65 00 // Fax +41 61 319 65 10
info@buergicom.ch // www.buergicom.ch